

إرشادات الإستخدام

للأشخاص المؤهلين

الإصدار ٣,٠ / ١٤,٠٧,٢٣,٢٠



زيوس	٣
الإستخدام المقصود	٣
مجموعة المرضى	٤
الاستخدام الآمن	٤
مواصفات فنية	٥
مجال الخدمة	٧
قبضات زيوس	٧
المقابض المعارضة	٨
المقابض غير المعارضة	١١
تحريك الإبهام	١٤
تغيير المقابض	١٥
واجهة تطبيق الويب	١٧
أسلوب التحكم	١٨
ضمان ومطابقة	٢٠
مطابقة	٢٠
ضمان	٢٠

٢١	تنظيف
٢١	صيانة
٢٢	أمان وتحذيرات
٢٢	يد
٢٣	أعطال وحلها
٢٤	الالتزام باللوائح التنظيمية
٢٥	رموز
٢٧	معلومات عن علامات الملاءمة الكهرومغناطيسية
٣٢	إبلاغ



تحذير!

- نحن نوصي بشدة قراءة هذه الوثيقة بدقة قبل استخدام هذا الطرف الاصطناعي.
- تحتوي هذه الوثيقة على معلومات عن استخدام الطرف الاصطناعي المناسب والأمن.
- نحن نوصي بشدة الحفاظ على هذه الوثيقة لكل مدة استخدام الطرف الاصطناعي.
- إذا لديك أي سؤال فيما يتعلق بالمنتج يرجى الاتصال معنا عن طريق info@aetherbiomedical.com

زيوس

إن زيوس (زيوس الإصدار ١ يد الطرف الاصطناعي الإلكتروني الحيوي؛ زيوس اليد الإلكترونية الحيوية) يد متعددة الأدوات الكهربائية العضلية التي تضم سهولة السيطرة عليها والتصميم الأنيق والصلب. توفر الأصابع والإبهام بمقبض راسخ غرض تأدية مهمات يومية بسهولة. تنهار الأصابع بشكل فردي وتتخذ شكل الهدف بغض النظر عن شكله وحجمه.

اقرأ هذه الوثيقة قبل أن تثبت زيوس.

الإستخدام المقصود

يكون زيوس يد الطرف الاصطناعي الخارجية التي يقصد إستخدامها واحدة أو مع عناصر الأطراف العلوية المناسبة من أجل تشكيل طرف اليد الاصطناعي الكامل ولا يتعين تثبيته إلا من قبل عمال سريريين مؤهلين. لا يجاز إستخدامه إلا على مبتوري الأطراف العلوية ومن قبل أشخاص مصابين بـ نقص طرف علوى خلقي. يتم تطبيق زيوس لـ ٣ مستويات البتر: تحت المرفق وفوق المرفق وخلع مفصل الكتف ولكن القرار النهائي فيما يتعلق بما إذا يتم تطبيق زيوس أو لا يخص عمال سريريين مؤهلين. يغطي وظائفه معظم حركات اليد.

أما زيوس ومن بينه المقيس (صنع من سي بي أو/سي بي) فهو تم تصميمه لشخص واحد فقط خلال فترة عمر الطرف الاصطناعي كلها.

لا يجوز تثبيت المنتج على الطرف العلوى للمريض إلا من قبل سي بي أو/سي بي مؤهل ومصدق.

تم تصميم زيوس لأنشطة بسيطة ومعتدلة.

دواعي الاستعمال:

- تحت المرفق وفوق المرفق وخلع مفصل الكتف
- بتر طرف واحد أو طرفين
- نقص الساعد أو الطرف العلوى الخلقي
- ينبغي أن يكون المريض قادراً لفهم الإستخدام ووسائل الأمان ولتطبيقها عملياً أيضاً

مجموعة المرضى

إن زيوس يتم توصيته لـ:

- كبار فقط
- كافة الأجناس
- عمر ١٨-٦٥ سنة

موانع الاستعمال

إن زيوس لا يتم توصيته لـ:

- أطفال لا يبلغ عمرها ١٨ سنة
- أشخاص مصابين بالعجز المعرفي

الاستخدام الآمن

- يرجى تجنب من الإستخدام في أوضاع وجود حمولة ثقيلة وإهتزازات وصدمات.
- تم تطوير زيوس لإستخدام يومي ولا ينبغي إستخدامه لأنشطة غير عادية. تشتمل الأنشطة غير العادية على سبيل المثال على رياضة تؤدي إلى ضغط و/أو صدمة شديدة على وحدة الساعد (تمارين الضغط وإنحدار وركوب الدراجات الجبلية) أو الرياضات التي تنطوي على مخاطر (تسلق حر وطيран مظلي وإلى آخره)
- بالإضافة إلى ذلك لا يجوز إستخدام زيوس من أجل تشغيل المركبات ذات المحركات وتجهيزات ثقيلة (مثلاً آلات البناء) وآلات صناعية أو تجهيزات مدفوعة بمحركات.
- ليس قصد إستخدام الطرف الإصطناعي إلا من قبل مريض واحد. لا يجيز المنتج إستخدام المنتج إلا من قبل شخص واحد.

مواصفات فنية



طول
(رأس الإصبع على قاعدة الساعد)

172 مم / 6.77 إنش

عرض كف اليد

86 مم / 3.38 إنش

سماعة

30.5 مم / 1.29 إنش



وزن الجهاز مع QWD

590 ج / 1.3 إلى بي إس

قوة اليد المغلقة
(ثابتاً، عند حمل شئ)

350 ن

78.68 إلى بي إف



وقت الإغلاق

1.2 ثانية

القوة على الهيكل
(ثابتة، تدعم اليد)

500 ن

112 إلى بي إف



قوة القبضة

152 ن / 34.17 إلى بي إف



الوزن الأقصى المدعوم على البرجمات
90 كيلو / 198 إلى بي إس

⚠ تجنب من الضغط على الإبهام

بيئة التخزين

(في البيت - فيما بين الإستخدام)

حرارة:

-٢٥ درجة مئوية إلى ٧٠+ درجة مئوية

ضغط:

حتى ٩٣٪

حرارة:

-٥ درجة مئوية إلى ٤٥+ درجة مئوية

ضغط:

٧٠٠ پاسكال إلى ١٠٦٠ پاسكال

رطوبة:

١٥٪ إلى ٩٣٪ إر إتش (بدون تكثيف)

الميزات الأساسية

الميزات الأساسية

أقوى يد إلكترونية حيوية (١٥٢ ن قوة القبضة)

٥ أصابع متعددة المفاصل مدفوعة بمحركات بشكل فردي توفر بمهارة يدوية

إبهام قابل لأن يعارض

تصميم نمط يمكن إجراء كل المرميم لغاية ٣٠ دقيقة

١٢ اختياراً لأنماط القبضة

سرعة الإغلاق ١،٢ ثانية


سيطرة على محرك ذي الحلقة المغلقة حس بوضع الإصبع والقوة المطبقة من أجل التحكم المتناسب



مجال التأدية

إن نمطي زيوس الإصدار ١ متاحان كاليدي اليسرى واليمنى.

المنتج	الطراز المرقم بـ
يد زيوس - اليسرى	آ-١-٠-إل-تي
يد زيوس - اليمنى	آ-١-٠-إر-تي



يتم توفير هذه المكونات التالية مع يد زيوس:

١. مجموعة الملحقات (إي سي-٠١-T)
٢. إرشادات الإستخدام (U01DC-0301 IFU EN)
٣. إرشادات للمستخدم (U01DC-0101)
٤. إرشادات البرمجيات (U01SW-0100)
٥. دليل التشغيل السريع لعمال سريريين (U01DC-0201)
٦. مكون ضبط زيوس لتطبيق الويب الإصدار ١,٥,١ أو أعلى

قبضات زيوس

- تستطيع أن تختار من ١٢ نمط القبضات تتصرف اليد بوضعي الإبهام الصالحين للإختيار: معرض وغير معارض.
- يوفر الإبهام المعارض بالنسبة لأصابع اليد باختيار القبضات ك تريبود أو منصب ثلاثي القوائم وبوير أو قوة.
 - يوفر الإبهام غير المعارض والمتوازي مع أصابع اليد بالقبضات ك كي أو مفتاح وفينغير بوينت أو إشارة بالإصبع
 - يمكن تعديل السرعة والقوة بالأصابع بناء على إشارة إي إم جي أو الملاءمة الكهرومغناطيسية.

قبضات معارضة

مقبض القوة

مع هذا القبضة يكون الإبهام معارضاً ويمكن إغلاق الأصابع حتى تلاقى الهدف أو اذا ليست إشارة قريبة منه. تزود القبضة القوية بقوة N152 الموزعة على كل الأصابع الأربعة والإبهام. يمكنك القبضة المتعددة الوظائف فتح باب أو مصافحة أيد. إن إنبهار الإصبع بشكل فردي تعبير عن إتخاذ شكل الهدف من أجل توفيرك بقدرة رفع الأهداف مثل كأس النبيذ. نتيجة للحساسات المتقدمة تحسن اليد القوة المطبقة على الهدف



قبضة الإطلاق

تتفع هذه القبضة عند استعمال أدوات تحتاج إلى جهاز الإطلاق مثل رشاشة. تقبض اليد الهدف وتتخذ شكل الالهدف وتتم السيطرة على السبابة والإصبع الأوسط بشكل متناسق من أجل تشغيل جهاز الإطلاق. يمكن تعديل السرعة والقوة بالسبابة بناء على إشارة إي إم جي.



قبضة الدقة المفتوحة

مع هذه القبضة يتحرك الإبهام إلى النقطة الوسطى ويتوقف. تُكمن السبابة السيطرة عليها بشكل متناسق حتى تشكل قرصة. تبقى الأصابع الأوسط والبنصر والخنصر مفتوحة. يمكن إستخدام هذه القبضة من أجل رفع أجسام صغيرة ورقيقة وأيضاً لأنشطة دقيقة متنوعة.



قبضة الدقة المغلقة

مع هذه القبضة يتحرك الإبهام إلى النقطة الوسطى ويتوقف. تُكمن السبابة السيطرة عليها بشكل متناسق حتى تشكل قرصة. تُغلق الأصابع الأوسط والبنصر والخنصر تماماً. يمكن إستخدام هذه القبضة من أجل رفع أجسام صغيرة من طاولة.



قبضة المنصب الثلاثي القوائم المغلقة

تزودك هذه القبضة بمسك أجسام متوسطة الحجم مثل قلم ومفاتيح السيارة وبيض. يحتل الإبهام موضع النقطة الوسطى عندما تتحرك السبابة والأصبع الأوسط بشكل متناسق حتى يصلان إلى رأس الإبهام. تُغلق البنصر والخنصر تماماً.



قبضة المنصب الثلاثي القوائم المفتوح

تزودك هذه القبضة بمسك أجسام الحياة اليومية مثل قلم ومفاتيح السيارة وبيض. يحتل الإبهام موضع النقطة الوسطى عندما تتحرك السبابة والأصبع الأوسط بشكل متناسق حتى يصلان إلى رأس الإبهام. يبقى البنصر والخنصر مفتوحين.



قبضات غير معارضة

نقطة الأصابع

تكون السبابة فاعلةً وتحلّ موضع الإشارة مع بقية الأصابع المغلقة. يُمكن إستخدامه لدفع المفاتيح والأزرار.



سبابة فاعلة

تكون السبابة فاعلةً وتحلّ موضع الإشارة مع بقية الأصابع المفتوحة. يُمكن إستخدامه للعمل بلوحة مفاتيح الحاسوب والكتابة.



كف اليد مفتوح

تفتح اليد إلى الحد الذي يوفر فيه انحناءً بسيطاً لدعم الصحن والأوعية والكتب. يوفر كف اليد المطاطي سطحاً مسطحاً غير منزلق لحمل الجسم بثقة في هذه القبضة.



يتم استخدام هذه القبضة عند رفع الأجسام الثقيلة مثل الحقائب وأكياس التسوق ومعدات الصالة الرياضية. بسبب طبيعة الفقل الذاتي لـ زيوس توفر الأصابع سعة 3.5 kg الثابتة التي تمكنك رفع الأجسام الثقيلة بالسهولة. يمكن أيضاً استخدام القبضة من أجل توفير الدعم عند القيام من وضع الجلوس.

قبضة خطافية



مقبض المفتاح

إنها قبضة يتم إستخدامها بشكل عام لجمع الأجسام الرقيقة والمسطحة أو إمساك مفتاح وقلب صفحة. تحتل الأصابع الأربعة موضعاً لتوفير منصة مسطحة للإبهام. يمكن التحكم في الإبهام بشكل متناسب من أجل الفتح والإغلاق.



يتم إستخدام هذه القبضة من أجل عملية فأرة الحاسوب. تحتل اليد موضع الفأرة. يمكن التحكم في السبابة والإصبع الأوسط من أجل دفع الزرين الأيسر والأيمن على التوالي.

مقبض الفأرة



تحريك الإبهام

يرجى إمساك الإبهام في قاعدته بيدك الحرة من أجل تحريك الإبهام من الوضع غير المعارض نحو الوضع المعارض ودفعه بانتظام إلى الداخل.

▶ غير معارضة



▶ معارضة

يرجى إمساك الإبهام في قاعدته بيدك الحرة من أجل تحريك الإبهام من الوضع المعارض نحو الوضع غير المعارض ودفعه بانتظام إلى الخارج.

▶ معارضة



▶ غير معارضة

تغيير القبضات

يوجد أسلوبا تغيير القبضات المختلفان.


الوضع المتعاقب

يمكنك في الوضع المتعاقب الدوران بين القبضات في الحلقة. أنت تتقدم في الحلقة باستخدام إشارة تغيير القبضة الأساسية؛ وترجع باستخدام إشارة التغيير الثانوية. تنقسم القبضات إلى المجموعتين: مع الإبهام المعارض وغير المعارض. للتبديل بين المجموعات تحتاج إلى تعديل موضع الإبهام يدوياً وتولد إشارة تغيير القبضة أو إشارة تغيير القبضة الثانوية.

وضع الإقتران

- تذكر ألا يعمل هذا إلا مع أوضاع التحكم - وضع الإقتران.
- يتم ترتيب القبضات في وضع الإقتران وفقاً لنموذج هرمي ما يتيح الوصول السريع. يستند مستوى التقسيم الأول إلى موضع الإبهام. عندما يكون الإبهام في موضع المعارض تكون المجموعة المعارضة فاعلة وعندما يكون الإبهام في موضع غير المعارض تكون مجموعة القبضات غير المعارضة فاعلة.
- للتبديل بين مجموعة القبضات المعارضة ومجموعة القبضات غير المعارضة يجب أن يحرك المستخدم الإبهام نحو موضع إختياره ويوفر إشارة التغيير.
- داخل كل مجموعة القبضات توجد مجموعتان فرعيتان - المجموعة الأساسية والمجموعة الثانوية. لدى كل المجموعة الفرعية قبضتان داخلها إنهما القبضة الافتراضية والقبضة البديلة.
- للتبديل بين القبضة الافتراضية والقبضة البديلة وفّر إشارة التغيير.
- للتبديل بين المجموعات الفرعية والمجموعة الأساسية الثانوية وفّر إشارة التغيير الثانوي.
- عندما تُغير موضع الإبهام وفّر إشارة التغيير لتمكين الطرف الإصطناعي التغيير بين مجموعة القبضات المعارضة وغير المعارضة.

- للتبديل بين القبضات المعارضة وغير المعارضة يتعين تغيير موضع الإبهام بشكل متوافق وتوفير إشارة التغيير. يمكن تمثيل إقران القبضات كما يلي:



سي إس - تغيير الإشارة
إس سي إس - تغيير الإشارة الثانوي

واجهة تطبيق الويب


يتم نصريح الوصول إلى تطبيق على الويب لتكوين زيوس لعمال سريريين.

تم تصميم البرمجيات لمخصصي الأطراف الاصطناعية من أجل تغيير إعدادات زيوس وفقاً لما يحتاج إليه المستخدمون من وظائف المفضلة.

لم يتم تصميم إستخدام واجهة البرمجيات إلا من قبل متخصصي الأطراف الاصطناعية الموثقين. ليس مستخدمو الطرف الاصطناعي مصرحين لقيام بأي تغيير فيه.

باستخدام هذا التطبيق يكون الممارس قادراً ل: سيطرة على إعدادات تخطيط كهربائية العضل لأجل التحكم في زيوس، اختر القبضات المتاحة للمستخدم، عدّل مواضع الإبهام لكل القبضات وأفعال المزيد من الوظائف المتقدمة للطرف الاصطناعي.

يجب أن يراجع عمال سريريون إلى إرشادات البرمجيات (U01-SW-100) التي تم توفيرها من جهة أثير بيوميديكال لغرض إستخدام البرمجيات وإدراك طريقة توصيل الجهاز بحاسوب ما.




أساليب التحكم

ثلاثة أنواع الإشارة الممكنة التي تكتشفها المستشعرات تحتوي على:


١. الإنقباض المفتوح للعضلات الباسطة.



٢. الإنقباض المغلق للعضلات المثنية.



٣. انقباض-انقباض - إنقباض العضلات الباسطة والمثنية متزامناً.
يجوز مقارنته عن طريق جمع يده على شكل القبضة أو محاولة فتح
اليده متزامناً إذا تم وضع المستشعرات على ساعد المستخدم.



يجوز وضع نظام مستشعر القناتين بشكل آخر اعتماداً على إمكانية الوصول من قبل المستخدم.

يُظهر الجدول أدناه أي نوع الإشارة يتم إعرافها بتغيير الإشارة الأساسي وتغيير الإشارة الثانوي وفقاً
لأوضاع تبديل القبضة المختلفة.

تغيير الإشارة الثانوي	تغيير الإشارة الأساسي	وضع تبديل القبضة
انقباض انقباض طويلاً	انقباض-انقباض	انقباض-انقباض
إفتح إفتح إفتح	إفتح إفتح	إفتح-إفتح
إحفظ طويلاً إفتح	إحفظ إفتح	أحفظ-إفتح
إفتح إفتح إفتح إفتح (قطب كهربائي واحد)	إفتح إفتح (قطب كهربائي واحد)	قطب مفرد

يقيس زيوس إشارة تخطيط كهربائية العضل فاعلاً باحثاً عن إشارة تغيير القبضة (سي إس) وإشارة تغيير القبضة الثانوي (إس سي إس). يتم استخدام هذه الإشارات من أجل تبديل بين القبضات المختارة. يستطيع أن يختار الممارس أي العمل يتم إعرافه بـ سي إس وإس سي إس عن طريق إختيار وضع تبديل القبضة من الخيارات التالية في تطبيق الويب:

- إنقباض-إنقباض - إنه دافع إشارة الإنقباض الإنقباض يتم إعرافه بـ سي إس وإحفظ الإنقباض الإنقباض للفترة التي تم تعيينها في البرمجيات (الإفتراضية 5.0s) يتم إعرافه بـ إس سي إس.
- إفتح-إفتح - لتوليد سي إس، يحتاج المستخدم إلى أن يولد دافعي إشارة إفتح القصيرين المتتابعين. لتوليد إس سي إس ينبغي أن يولد المستخدم 3 دفعات إشارة إفتح المتتابعة.
- إحفظ-إفتح تُحفظ إشارة إفتح فوق حد معين أكثر من 5.1s (صالح للتغيير في البرمجيات) اذا تكون القبضة مفتوحة بشكل كامل فيتم إعرافه بـ سي إس. بحفظ إشارة إفتح فوق حد معين أكثر من 3s (صالح للتغيير في البرمجيات) اذا قد كانت القبضة مفتوحة بشكل كامل فيتم إعرافه بـ إس سي إس.
- قطب كهربائي واحد - يعمل وضع تبديل القبضة هذا مع نظام مستشعر قناة واحدة. إنه يعترف دافعي الإشارة القصيرين المتتابعين بـ سي إس و 3 دفعات الإشارة قصيرة ومتتابعة بـ إس سي إس..

تستطيع أيضاً المستخدم تبديلاً سريعاً بين قبضات: المنصب الثلاثي القوائم المغلق والمنصب الثلاثي القوائم المفتوح والدقة المغلقة والدقة المفتوحة وإشارة بالإصبع والسبابة الفاعلة. لقيام بذلك هو يحتاج إلى أن يحتفظ بفتح إشارة مفتوحة لفترة طويلة مع أصابع فاعلة مفتوحة تماماً حتى إنفتاح الأصابع كلها تماماً. لتبديل نوع القبضة المفتوح للنوع المغلق هو يحتاج إلى أن يحتفظ بإشارة قريبة مع أصابع فاعلة مغلقة تماماً حتى إنفتاح الأصابع كلها تماماً.

ضمان وتوافق

مطابقة

- تتوافق اليد مع معظم أنظمة الحساسات المعيارية الصناعية:
- ١. تخطيط قناة مزدوجة لكهربائية العضل
- ٢. تخطيط أحادي القناة لكهربائية العضل أحادي القناة
- ٣. مفتاح
- تتوافق اليد أيضاً مع أنظمة البطارية ٧,٤V ودوائر مساعد ومرفق متنوعة. يرجى مراجعة إلى كتيب التوافق دي إم إر-٤-١٧,١.



ضمان

يتم توفير يد زيوس مع الضمان المعياري لمدة سنتين من جهة أنير بيوميديكال شركة ذات مسؤولية محدودة. بالإضافة إلى ذلك حزمات الضمان الممتدة متاحة. يتعين صيانة يد زيوس في كل ١٢ شهراً.

○ يحتوي الضمان على -

- إصلاح * اليد الاصطناعية مجاني
- وحدة الغيار مجانية لفترة الإصلاح والصيانة اذا يتاح الضمان

* لا يتم تضمين الأضرار السطحية والأضرار الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير الصحيح.



تحذير!

يرجى تجنب من تعريضه مباشرة للمياه وأوضاع وجود الأوساخ والغبار بالقرب المباشر منه لأنها يمكن أن تؤثره أو تضر بأداء اليدين.

تنظيف



تحذير!

لا تسكب ولا ترش أية سوائل مباشرة على الطرف الاصطناعي. بدلاً منه يُنصح بأن تمتصه المسحة واستخدام هذه المسحة الممتصة لغرض التنظيف.

صيانة

إذا وقع إتلاف يرجى إتصال مع المنتج أو موزعك المحلي.

أمان وتحذيرات



تحذير!

يد

- يجب أن يتجنب المستخدم من تعريض الذراع لحمولات شديدة أو إهتزازات - إن إستخدام الطرف الاصطناعي لتعامل مع حمولة ثقيلة لا يوصى به.
- لا يُسمح للمستخدم بأن يحاول رفع أجسام يبلغ وزنها كيلو ٣٥ أو حملها.
- اذا كان من الممكن أن يُعرّض نشاط خاص الطرف الاصطناعي لصدمة شديدة أو قوة فنحن نوصي أولاً بالإستشارة عنه عند متخصص الأطراف الاصطناعية.
- لا يُسمح للمستخدم بأن يغمر الطرف الاصطناعي في المياه - يتعين حفظه بعيداً عن رطوبة دائماً. ليس زيوس مقاوم للماء اذا يصل أي مياه إلى عناصر الداخلية لليد أو الذراع فيوجد خطر ضرر وعطل. لا تتم تغطية ضرر المياه بواسطة الضمان المعياري لمدة ٢٤ شهراً.
- لا ينبغي أن يُعرّض المستخدم زيوس للهب مكشوف أو لحرارة زائدة. اذا وصلت حرارة اليد إلى ٥٠ درجة مئوية فيمكن أن تؤدي إلى إصابة.
- عليك أن تخزن زيوس بعناية في الحقيبة التي حصلت عليها عندما لا تستخدمها. يجب أن تُحفظ درجة حرارة التخزين بين -٢٥ درجة مئوية و ٧٠ درجة مئوية من دون التعريض المباشر لضوء الشمس المباشر والمياه.
- أية محاولة صيانة اليد يقوم بها جهات غير متعلقة بـ زيوس وغير مصدقة تلغي الضمان, لا ينبغي قيام بمحاولة أي نوع من التعديلات؛ إنها تبطل الضمان.
- لا ينبغي أن يستخدم المستخدم الطرف الاصطناعي عندما يتم شحن البطاريات.
- لا يُسمح إستخدام المنتج لتطبيق الأسلحة النارية.
- تأكد من ألا تقع أجزاء الجسم بين رؤوس الأصابع عندما تستخدم المنتج.

- تأكد من ألا تقع أجزاء الجسم بين رؤوس الأصابع عندما تغلق اليد.
- عند إغلاق اليد تأكد من ألا تقع الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى في منطقة مفاصل الأصابع.
- يمكن أن يتسبب سقوط اليد إلتافها. يمكن أن تؤدي الصدمة الناجمة عن سقوط الجهاز إلى تلفه الدائم أو عملية اليد غير صحيحة.
- لا توصل/تفصل اليد من المقيس دون إيقاف تشغيل مصدر الطاقة أولاً
- ينبغي أن يتحقق المستخدم دائماً من إغلاق مفتاح الطاقة لليد قبل توصيل اليد بالمقيس.

أعطال وحلها

- لا تعمل اليد:
 - تأكد مما اذا تم تشغيل الطرف الإصطناعي عن طريق زر الطاقة
 - تأكد مما اذا يتم شحن البطارية
 - تأكد من أن أقطاب كهربائية تتصل بشكل صحيح مع البشرة بتحقق الرسم البياني لإشارة تخطيط كهربائية العضل في البرنامج.
 - تأكد مما اذا تم تثبيت اليد في المعصم بشكل صحيح
- إن الأصابع لا تتحرك/تستجيب إشاراتي:
 - تأكد من أن زر التشغيل فاعل
 - تأكد من أن أقطاب كهربائية تتصل بشكل صحيح مع البشرة بتحقق الرسم البياني لإشارة تخطيط كهربائية العضل في البرنامج.
 - تأكد مما اذا تم شحن البطارية بشكل كامل وتوصيلها بشكل صحيح
 - تأكد من أن وضع القبضة المختار يمكن تحريك الأصابع
- تنفتح الأصابع عند تفعيل الإشارة المغلقة.
 - إما بدّل الأقطاب الكهربائية إما أختَرِ مجدداً الأقطاب الكهربائية المعكوسة في البرمجيات.

- **تتحرك الأصابع دون اتجاه معين:**
 - نحن توصي بإزالة الأقطاب الكهربائية لتخطيط كهربائية العضل وتنظيفها بأي مسح الكحول وإعادة إتوصيلها بزيوس.
- **رشاشات المياه داخل زيوس:**
 - أفصل وإسحب البطارية على الفور.
 - حاول تجفيف أي مياه ظاهرة.
 - اترك اليد لتجف تماماً قبل أن تحاول تشغيلها من جديد.

الامتثال التنظيمي

يُسمح تطبيق علامة سي إيه على العبوة وفي الأدب المتعلق به أو مغلف بدلاً من على المنتج نفسه.

تم تمييز كل المنتجات المنفردة بالعلامة مشيراً إلى أنها تطابق مع تتوافق مع متطلبات تنظيم الجهاز الطبي
إم دي إر ٧٤٥/٢٠١٧.

تنطبق لوائح الأوامر المنسقة للإتحاد الأوروبي:

- إم دي إر ٧٤٥/٢٠١٧
- الأمر التوجيهي لـ روهس المرقم بـ ٦٥/٢٠١١/إي يو
- الأمر التوجيهي لأت دبل يو إي إي إي المقدم بـ ١٩/٢٠١٢/إي يو

رموز

علامة سي إيه



تشير هذه العلامة إلى أن يطابق المنتج مع المتطلبات الأساسية والتوصيات إم دي إر ٧٤٥/٢٠١٧.

راجع إلى إرشادات التشغيل



تشير هذه العلامة إلى أن المستخدم مُلزم بقراءة إرشادات التشغيل قبل الإستخدام.

منتج (مجاور لموقع الشركة)



تشير هذه العلامة إلى المنتج

منتج (مجاور لموقع الشركة)

يشير هذا إلى www.aetherbiomedical.com.



الحماية من المياه



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج يجب أن يُحمى من المياه.

معدات إلكترونية: تخلص منه بشكل صحيح (امتثال دبل يو إي إي إي)



لا ينبغي أن يرمى زيوس في النفايات المنزلية العامة.

طراز مرقم بـ



يشير إلى رقم طراز المنتج.

تحديد الجهاز الفريد



يشير إلى العنصر الحامل الذي يشتمل على المعلومات عن تحديد الجهاز الفريد.

بضائع قابلة للكسر، معاملة البضائع بعناية



يشير إلى أن الجهاز الطبي يمكن كسره أو إتلافه إذا لم تتم معاملته بعناية.

تاريخ الاستخدام



يشير إلى التاريخ الذي لا يُسمح إستخدام الجهاز الطبي بعد إنقضائه.

زر التشغيل/الإيقاف

① يشير إلى مفاتيح الأوضاع الثنائية الاستقرار.

عنصر تطبيق نوع بي إف

يُشير إلى عنصر نوع (Body Floating أي جسم عائِم) يطابق مع أي سي 1-60600 

مدى درجات الحرارة

 يشير هذا الرمز إلى مدى درجات الحرارة للمنتج.

طراز مرقم بـ

يشير إلى رقم طراز المنتج.

تأريخ الإنتاج

 يشير إلى تأريخ إنتاج المنتج الطبي.

دولة الإنتاج

 لتحديد دولة إنتاج المنتج.

كمية

QTY يشير إلى الكمية.

حد الضغط الجوي

 يشير إلى حد الضغط الجوي الذي يمكن تعريض الجهاز الطبي له بأمان.

حد الرطوبة

 يشير إلى حد الرطوبة الذي يمكن تعريض الجهاز الطبي له بأمان.

إستخدام متعدد على مريض واحد

 يشير إلى جهاز طبي يمكن إستخدامه عدة مرات (إجراءات متعددة) على فرد ما.
إنتباه: يحظر القانون الفدرالي بيع هذا الجهاز من قبل متخصص الأطراف الإصطناعية أو بواسطته.

Rx Only

معلومات عن علامات الملازمة الكهرومغناطيسية

توافق كهرومغناطيسية

يقصد توافق كهرومغناطيسي أو تخطيط كهرومغناطيسية العضل أن بيئة جهاز الكهرومغناطيسية (إي إم) لا تتسبب تداخلاً ولا يبعث الجهاز مستويات الطاقة الكهرومغناطيسية التي تتسبب إنبعاثاً كهرومغناطيسياً (إي إم أي) في أجهزة قريبة. تقلل القواعد واللوائح التي تضبطها المعايير والوكالات الدولية تدخلاً بين أجهزة إلكترونية.

تلائم يد زيوس مع متطلبات المعيار أي إي سي ٦٠٦٠١-٢: معدات طبية كهربائية - الجزء ١-٢: المتطلبات العامة للسلامة الأساسية والأداء الجوهري - المعيار الجانبي: اضطرابات كهرومغناطيسية - المتطلبات والاختبارات.

ملاحظة:

إن خصائص إنبعاث هذه الأجهزة الإلكترونية تجعلها مناسبة للإستخدام في بيئة الرعاية الطبية الحرفية وأيضاً البيئة السكنية (سبسر ١١ طبقة بي). تعرض هذه المعدات حماية كافية لتقديم خدمة الاتصالات اللاسلكية. في حالة حدوث تداخل نادر عند خدمة الاتصالات اللاسلكية يمكن أن يحتاج المستخدم إلى قيام بتدابير التخفيف مثل إعادة توضع المعدات أو إعادة توجيهها.



تحذير!

ينبغي تجنب من استخدام هذه التجهيزات بجوار تجهيزات أخرى أو وضعها بجانبها لأنه يستطيع أن يؤدي إلى عمليتها غير الصحيحة. إذا كان الاستخدام مثله لازماً فيجب أن تتم مراقبة هذه التجهيزات وجهازها أخرى من أجل تأكيد عمليتها بشكل عادي.



تحذير!

إن استخدام مستلزمات وأقطاب كهربائية وأسلاك أخرى بدلاً مما يوصي به المنتج هذه المعدات فيمكن إزدياد الانبعاث الكهرومغناطيسي أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية لهذه المعدات ويسفر عن عمليتها غير الصحيحة.



تحذير!

لا يُسمح استخدام أجهزة إرسال إر إف المحمولة أقرب من ٣٠ سنتيمتر (١٢ بوصة) لكل أجزاء الجهاز. فيما عدا ذلك يمكن أن يؤدي هذا إلى نقص أداء هذا الجهاز.



تحذير!

لا يُسمح تنسيق المريض مع زيوس إلا من قبل متخصص الأطراف الصناعية الذي تم التصريح به من جهة أثير بيوميديكال وبعد تكميل دورة التدريب المتطابق.

الجدول ١ - مستوى الملاءمة لإختبارات المناعة

إرشادات وإعلام المنتج - المناعة الكهرومغناطيسية			
يُنوَى إستخدام يد زبوس في البيئة الكهرومغناطيسية الموصوفة أدناه. يجب أن يتأكد مستخدم يد زبوس من استخدامه في مثل هذه البيئة.			
البيئة الكهرومغناطيسية - إرشادات	مستوى المطابقة	اختبار مستوى إي إن/آي إي سي ٦٠.٦٠.١	اختبارات المناعة
يجب أن تكون الأرضيات من الخشب أو الخرسانة أو البلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمواد اصطناعية ، فيجب أن تكون الرطوبة النسبية ٣٠ في المائة على الأقل.	٨ ± كيلو فولت تصريف الاتصال ± ١٥ كيلو فولت التفريغ الهواء	٨ ± كيلو فولت تصريف الاتصال ± ١٥ كيلو فولت التفريغ الهواء	التفريغ الإلكتروستاتي (إي إس دي) وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٤-٢
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تداخلات كهربية عالية سريعة/رشقات وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٤-٤
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	انقذاعات وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٥-٤
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	انخفاض فجائي في الجهد وانقطاع قصير وتقلبات الجهد الإمداد وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٤-١١
يجب أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة على مستويات خاصة بموقع نموذجي لبيئة نموذجية لمنزل أو تجارة أو مستشفى.	٣٠ A/m حتى ٦٠ Hz/٥٠ Hz	٣٠ A/m حتى ٦٠ Hz/٥٠ Hz	المجال المغناطيسي لتردد الإمداد (٦٠/٥٠ هرتز) وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٨-٤
راجع إلى الجدول ٣	١٠ V/m ٨٠ ميغا هرتز حتى ٢٠٧ ١١-١) غيغا هرتز (وفقاً لـ أي إي سي ٦٠٦٠١-٦٠٦٠١)	١٠ V/m ٨٠ ميغا هرتز إلى ٢٠٧ غيغا هرتز *راجع إلى الجدول ٢ لمستويات اختبار قرب لاسلكي من مجال تردد لاسلكي مشع	اختبار مناعة المجالات الكهرومغناطيسية للإشعاع والترددات الراديوية وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٤-٣
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	المناعة ضد الاضطرابات المجرية الناجمة عن مجالات التردد الراديوي وفقاً لـ أي إي سي ٦١٠٠٠-٤-٦

الجدول ٢ - مستويات الإختبار لمجالات القرب الناشئة عن إتصالات لاسلكية عبر تردد لاسلكي مشع

اختبارات الملاءمة المستوى ٢/الم	اختبارات الملاءمة المستوى ٢/الم	تعديل	صيغة	نطاق ميغاهرتز	إختبار تردد ميغاهرتز
٢٧	٢٧	تضمين النبضات ١٨ هرتز	تترا ٤٠٠	٣٨٠ - ٣٩٠	٣٨٥
٢٨	٢٨	إف إم إم $\pm$ kHz25 kHz10 موجة جيبية	جي إم إم إيس ٤٦٠ إف إم إم إيس ٤٦٠	٤٣٠ - ٤٧٠	٤٥٠
٩	٩	تضمين النبضات ٢١٧ هرتز	نطلق إل تي إيه ١٣ & ١٧	٧٠٤ - ٧٨٧	٧١٠ ٧٤٥ ٧٨٠
٢٨	٢٨	تضمين النبضات ١٨ هرتز	جي إم إم إم ٩٠٠/٨٠٠ تترا ٨٠٠ أينين ٨٢٠ سي دي إم إيس ٨٥٠ إل تي إيه باند ٥	٨٠٠ - ٩٦٠	٨١٠ ٨٧٠ ٩٣٠
٢٨	٢٨	تضمين النبضات ٢١٧ هرتز	جي إم إم إم ١٨٠٠ سي دي إم إيس ١٩٠٠ ديكت إل تي إيه باند ١,٣,٤,٦,٢٥, ١٠, ١٠٠, ١٠٠٠	١٧٠٠ - ١٩٩٠	١٧٢٠ ١٨٤٥ ١٩٧٠
٢٨	٢٨	تضمين النبضات ٢١٧ هرتز	بلوتوث الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11b/g/n إر إف آي دي ٢٤٥٠ إل تي إيه باند ٧	٢٤٠٠ - ٢٥٧٠	٢٤٥٠
٩	٩	تضمين النبضات ٢١٧ هرتز	الشبكات المحلية اللاسلكية دبلولان ٨٠٢,١١	٥١٠٠ - ٥٨٠٠	٥٢٤٠ ٥٥٠٠ ٥٧٨٥

الجدول ٣ - مستويات الإختبار لإختبارات مناعة المشعة والمجرية

إرشادات المنتج وإعلامه - المناعة الكهرومغناطيسية			
يُنوَى إستخدام يد زيوس في البيئة الكهرومغناطيسية الموصوفة أدناه. يجب أن يتأكد مستخدم يد زيوس من استخدامه في مثل هذه البيئة.			
البيئة الكهرومغناطيسية - إرشادات	مستوى المطابقة	اختبار مستوى إي إن/إي سي ٦.٠٦.٠١	اختبارات المناعة
لا يُسمح استخدام أجهزة إتصال إر إف المنتقلة المحمولة، بما في ذلك من أمثاله، أقرب من أي عناصر يد زيوس إلا في مسافة الفصل الموصى بها (إعتباراً من المعادلة الصالحة للتطبيق حتى تردد جهاز الإرسال. مسافة الفصل الموصى بها: دي= ١,٢ أي حيث يكون لب التوة الاسمية لجهاز الإرسال في واط [و]، وفقاً للمعلومات التي يوفرها منتج جهاز الإرسال، أما ل دي فهو مسافة الفصل الموصى بها في متر [م]. يجب أن تكون قوى مجال أجهزة إرسال التردد اللاسلكي المشع المثبتة كما يحددها فحص الموقع الكهرومغناطيسي* أقل من مستوى الملاءمة في مدى كل تردد** دي= 1.2 √ P 80 ميغاهرتز إلى > 800 ميغاهرتز دي= 2.3 √ P 800 ميغاهرتز إلى > 2.7 ميغاهرتز يمكن أن يحدث التداخل بجوار التجهيزات التي تم وضع الرمز التالي عليها:	لا ينطبق	لا ينطبق	إضطرابات مجرية للتردد لاسلكي مشع وفقاً لـ إي سي ٦.٠٤.١١.٠٠٠
	١٠ ف/م	١٠ ف/م ٨٠ ميغاهرتز حتى ٢,٧ غيغاهرتز	إضطرابات مشعة للتردد لاسلكي مشع وفقاً لـ إي سي ٦.٠٤.١١.٠٠٠
ملاحظة: على ٨٠ ميغاهرتز و ٨٠٠ ميغاهرتز يتم تطبيق مدى تردد أعلى. ملاحظة: يمكن ألا تنطبق هذه الإرشادات في كل ظروف. يتم تأثير انتشار الكميات الكهرومغناطيسية من قبل إمتصاصات مباتي واجسام والأشخاص وانعكاسها.			
*لا يمكن تنبؤ قوى المجال الناشئة عن أجهزة الإرسال المثبتة، مثل محطات قواعد الإذاعات (خلوية/لاسلكية) والهواتف والإذاعات المحمولة الأرضية والإذاعات غير المهنية وبيت إذاعات أي إم وإف إم والبث التلفزيوني، نظرياً بالذقة. من الواجب أن يؤخذ في الإعتبار فحص الموقع الكهرومغناطيسي لأجل تقييم المحيط الكهرومغناطيسي الناتج عن أجهزة الإرسال المثبتة للتردد اللاسلكي المشع. إذا تجاوزت قوة المجال المكتشفة في الموقع الذي يتم فيه استخدام يد زيوس مستوى الملاءمة للتردد اللاسلكي المشع الوارد أعلاه التي تنطبق فيعتين مراقبة يد زيوس غرض تحقق العملية العادية. إذا تم رصد إحتراف الأداء فيمكن قيام بالخاص إضافية مثل إعادة توجيه يد زيوس أو إعادة توضعها.			
**فوق مدى التردد ١٥٠ كيلو هرتز حتى ٨٠ ميغاهرتز ينبغي أن تكون قوى المجال أقل من ٣ ف/م. إنعكاسات المباتي والأشخاص.			

الجدول ٤ - طبقة الانبعاث ومجموعته

إرشادات المنتج وإعلامه - المناعة الكهرومغناطيسية		
يُنوَى إستخدام بد زيوس في البيئة الكهرومغناطيسية الموصوفة أدناه. يجب أن يتأكد مستخدم بد زيوس من إستخدامه في مثل هذه البيئة.		
لا تستخدم بد زيوس طاقة التردد اللاسلكي إلا لأجل وظيفته الداخلية. يجب أن يتأكد مستخدم بد زيوس من إستخدامه في مثل هذه البيئة. لذلك تكون إنبعاثات التردد اللاسلكي منخفضة جداً وليس من المحتمل أن تسبب تداخلاً بقرب من أجهزة الكترونية.	مجموعة ١	إنبعاثات التردد اللاسلكي بموجب سينير ١١
تطابق بد زيوس مع الإستخدام في كل تأسيسات فيما بينها تأسيسات منزلية وتلك التي تم توصيلها بشكل صحيح بشبكة تزويد الطاقة العام منخفض الجهد الكهربى التي تزود المباني المستخدمة لأغراض منزلية.	درجة ب	إنبعاثات التردد اللاسلكي بموجب سينير ١١
لا ينطبق	لا ينطبق	إنبعاثات متسقة بموجب أي إي سي ٢٠٣-٦١٠٠٠
لا ينطبق	لا ينطبق	ذنبية/ارتعاش الجهد إنبعاثات بموجب أي إي سي ٦١٠٠٠-٣-٦١٠٠٠

إبلاغ

عند وقوع أي حادث جدي فيما يتعلق بالجهاز يجب أن يتم إبلاغه لشركة ذات مسؤولية محدودة
أثير بيوميديكال وأية المصالح التنظيمية المخولة للبلد الذي يقيم فيها المستخدم.

AETHER

B I O M E D I C A L

www.aetherbiomedical.com



شركة ذات مسؤولية محدودة أثير بيوميديكال
الشارع موسنوا ١١، ٨٥٤-٦١٠ بوزنان (موسنوا ١١، رمز البريد ٨٥٤-٦١ مدينة بوزنان)
بولندا

٢-ج ٧٥، لاجبات ناغار ٢ (لاجبات ناغار ٢)
نيو دلهي
الهند

٨٧٤ واكر رود، سويت سي (واكر رود، شقة رقم سي)
دوفر، ديلاوير ١٩٩٠٤ (دوفر، ديلاوير ١٩٩٠٤)
شركة أثير يو إس

الهاتف:

بولندا +٨٥٤ ٥١٥ ٨٥٦ ١٠٣،

الهند +٩٦٣ ٦٨٤٢٣٦٥/٩١

الولايات المتحدة الأمريكية +١ ٨٢٣ ٨٢٢ ١/٤٧٠

البريد الإلكتروني fo@aetherbiomedical.com إنش