


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE APLIKACJI MOBILNEJ PLATFORMY CYFROWEJ AETHER

Dla Pacjenta

Wersja 1.0 / 2024.12.05





SPIS TREŚCI

1. OGÓLNE INFORMACJE	3
2. ZAMIERZONE UŻYTKOWANIE	3
3. INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE	4
3.1 Logowanie	4
3.2 Zezwól na niezbędne uprawnienia	5
3.3 Połączenie z urządzeniem Ręki Zeus	8
3.4 Powiadomienie o aktualizacji gdy nowa aplikacja została opublikowana ...	9
4. MENU GŁÓWNE	10
4.1 Wysyłanie danych monitorowania używanego urządzenia (DUM)	10
4.2 Tryby	11
4.3 Chwyty	13
4.4 Otwieranie i zamykanie	14
5. EMG	15
5.1 Sprawdź sygnały EMG	15
5.2 Nagrywanie sygnałów EMG	17

6. WSPARCIE	19
7. USTAWIENIA	22
7.1 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe	23
7.2 Konfiguracja urządzenia	25
8. PROFIL	26
9. SESJA ZDALNA Z PROTETYKIEM	27
10. CELE	30
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	32
11.1 Usuwanie oprogramowania z witryny	32
11.2 Zlecenie FAQ	33
12. BEZPIECZEŃSTWO	35
13. KOMPATYBILNOŚĆ	35
14. RAPORTOWANIE	35
15. INNE INFORMACJE	36

1. OGÓLNE INFORMACJE

- o Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie tego dokumentu przed zainstalowaniem oprogramowania.
- o Niniejszy dokument zawiera informacje na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z oprogramowania.
- o Niniejszy dokument dotyczy aplikacji mobilnej Aether Digital Platform Mobile wersji 1.9.0 i wyższej [M-ADP].
- o Zdecydowanie zalecamy przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu.
- o W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej: www.aetherbiomedical.com.
- o Dostęp do mobilnej wersji Aether Digital Platform musi być możliwy za pośrednictwem systemu iOS (iOS 15.1 lub nowszy) lub Android (Android 8.0 lub nowszy) i wymaga połączenia Bluetooth i połączenia z Internetem.

2. ZAMIERZONE UŻYTKOWANIE

Aether Digital Platform Mobile [M-ADP] jest przeznaczona do monitorowania urządzenia i uzyskiwania dostępu do ustawień reki Zeus (wyrób klasy I), a także do zdalnego kontaktu z protetykiem.

Oprogramowanie dostarczone przez Aether Biomedical jest przeznaczone wyłącznie dla ręki Zeus, wymaga bluetooth i stabilnego połączenia z Internetem.

Ostrzeżenie!

- o Należy unikać poruszania ręką podczas podłączania do urządzenia oraz podczas instalowania/przywracania nowej konfiguracji, zmian konfiguracji podczas sesji z protetykami.




3. INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aether Digital Platform Mobile można pobrać i zainstalować na stronie:

- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aether.zeus&hl=pl) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aether.zeus&hl=pl>
- [Apple Store](https://apps.apple.com/us/app/aether-digital/id1616477087) <https://apps.apple.com/us/app/aether-digital/id1616477087>

3.1 Logowanie

- o Aby się zalogować, należy użyć adresu e-mail i hasła podanego przez protetyka. Ponadto, aby kontynuować, należy zaakceptować Warunki użytkowania i Politykę prywatności.
- o Aby zresetować hasło, należy wpisać swój adres e-mail. Instrukcje dotyczące dalszego postępowania zostaną wysłane na Twój adres e-mail. Jeśli nie otrzymasz jej w ciągu kilku minut, sprawdź folder spamu.



<

Zaloguj się

Wprowadź adres e-mail i hasło, aby się zalogować.

E-mail x

Hasło @ x

Zapomniałem hasła

UDI

(01)05904569152280



☐ Przeczytałem i akceptuję [Warunki korzystania](#) i [Politykę prywatności](#)

Zaloguj się

3.2 Zezwól na niezbędne uprawnienia



Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zostanie poproszony o ustawienie pewnych preferencji do

- o Logowania za pomocą danych biometrycznych (odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) pozwala to na szybki dostęp do aplikacji bez konieczności wprowadzania loginu i hasła.





Aby aplikacja działała prawidłowo, konieczne jest zaakceptowanie wymaganych zezwoleń wyświetlanych na ekranie telefonu.

- Na iOS:
 - Odświeżanie aplikacji w tle
- W systemie Android:
 - Wyświetlanie nad aplikacjami
 - Optymalizacja baterii



- Na obu platformach:
 - Bluetooth
 - Powiadomienia push (opcjonalnie)



Po wykonaniu tej czynności pacjent zobaczy ekran z komunikatem “Sukces!” i paskiem wyboru “Przejdź do aplikacji”.



3.3 Połączenie z urządzeniem Ręki Zeus


Mobilna cyfrowa platforma Aether (Mobilna ADP) wymaga połączenia z protezą ręki. Należy upewnić się, że proteza jest włączona, a Bluetooth (i lokalizacja dla użytkowników Androida) w telefonie są włączone. Po zakończeniu procesu akceptacji uprawnień pojawi się na ekranie lista urządzeń przypisanych do Twojego konta. Kliknij przycisk "Połącz", aby sparować urządzenie. Jeśli urządzenie nie pojawi się na powyższym ekranie, skontaktuj się z protetykiem, aby upewnić się, że zostało ono przypisane do konta pacjenta.



3.4 Powiadomienie o aktualizacji gdy nowa aplikacja została opublikowana

Gdy zostanie opublikowana nowa wersja aplikacji, użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat po aktywacji.

Aktualizacja aplikacji jest niezbędna do prawidłowego działania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




4. MENU GŁÓWNE

4.1 Wysyłanie danych monitorowania użytkownika urządzenia (DUM)


Gdy aplikacja mobilna jest połączona z do ręki Zeus po raz pierwszy, w tle zostaną pobrane statystyki użytkownika ręki Zeus i wysłane do aplikacji ADP w tle.

Uwaga: Nie należy wychodzić z aplikacji, podczas przesyłania danych.



4.2 Tryby

Tryby reprezentują różne konfiguracje przechowywane są w urządzeniu. Można przełączyć je za pomocą przycisków z odpowiednią nazwą trybu w górnej środkowej części ekranu.



Każdy tryb zawiera następujące części konfiguracji:

- o Sekwencja chwytów
- o Ustawienia EMG
- o Strategia kontroli prędkości
- o Strategia sterowania
- o Tryb przełączania chwytów
- o Współkurcz/impuls/przetrzymanie otwarcia
- o Ustawienia miękkiego chwytu
- o Strony wejściowe


Pozostałe elementy konfiguracji nie są zapisywane w trybie i dlatego są takie same dla wszystkich trybów

- o Pozycja palców w chwytach



4.3 Chwyty

Na tym ekranie można sprawdzić bieżące ustawienia chwytów i wprowadzać zmiany w ich kolejności. Aktywny chwyt jest podświetlony na zielono.




4.4 Otwieranie i zamykanie

Aktywowanie ręki

Z telefonu komórkowego można aktywować odpowiednie działanie w swojej ręce:

- o Otwórz - możliwe jest otwarcie ręki za pomocą przycisku „Otwórz”
- o Zamknij - można zamknąć rękę za pomocą przycisku „Zamknij”.



5. EMG

5.1 Sprawdź sygnały EMG

Na ekranie EMG można zobaczyć wykres przedstawiający sygnały z mięśni w czasie rzeczywistym.

Po prawej stronie znajduje się skala z liczbami reprezentującymi siłę sygnałów. Na wykresie widoczne są dwie kolorowe linie: otwierająca EMG (zielona) i zamykająca EMG (czerwona).

Ustaw wzmocnienie: Dostosuj wzmocnienie sygnałów EMG, aby eksperymentować z łatwością sterowania. Wzmocnienia te nie są zapisywane w ręce po jej wyłączeniu i włączeniu.


Aby te zwiększone korzyści zostały trwale zapisane w ręce, należy skontaktować się z protetykiem.

- Wymaga oprogramowania sprzętowego 2.2.0 lub nowszego.



Suwaki włączają i wyłączają wskazówki wizualne dla różnych progów:

- Sygnał zmiany
 - Otwarcie (pomarańczowy): minimalny próg rozpoznawania sygnału jako otwarcia Sygnał zmiany
 - Zamknięcie (niebieski): minimalny próg rozpoznawania sygnału jako zamknięcia Sygnał zmiany
- Prędkość 1,2,3 (prędkości 2 i 3 są używane tylko z proporcjonalną strategią sterowania prędkością)
 - Otwarcie (brązowy, turkusowy, zielony): minimalny próg rozpoznawania sygnału jako otwarcie dla progu 1,2 lub 3
 - Zamknięcie (fioletowy, żółty, różowy): minimalny próg rozpoznawania sygnału jako zamknięcie dla progu 1,2 lub 3
- Pełna moc
 - Zamykanie (ciemnoniebieski): minimalny próg dla funkcji miękkiej chwyt
- Progi mogą być regulowane wyłącznie przez protetyka.



5.2 Nagrywanie sygnałów EMG

Zeus A-209130

EMG

Rejestruj sygnały EMG

Utwórz nowe zgłoszenie

Pamiętaj, aby opisać swój problem tak dokładnie, jak to możliwe, to pomoże protetykowi szybko rozwiązać twój problem

JK Jan Kowski

Wiadomość

Opisz swój problem

Dodaj nagranie głosowe (opcjonalnie)


Dodaj zapis sygnałów EMG

Zapis EMG

Dodaj załącznik

Wyślij wiadomość

Anuluj




Jeśli wystąpił problem ze sprzętem lub oprogramowaniem protezy, konieczna jest zmiana konfiguracji lub jeśli masz pytanie wymagające odpowiedzi, możesz skontaktować się z protetykiem, dotykając opcji „Poproś o wsparcie”. Jeśli chcesz dołączyć nagrane sygnały EMG, dotknij najpierw „Nagraj sygnały EMG”. Wszystkie zgłoszenia do pomocy technicznej i wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej. Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, możesz sprawdzić, czy jest ono dostępne, dotykając opcji „Sprawdź aktualizacje”.

Gdy ten ekran jest aktywny, sygnały EMG będą widoczne na wykresie, a sygnał będzie rejestrowany. Aby zakończyć rejestrowanie, dotknij „Zatrzymaj rejestrowanie EMG”. Nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu „Poproś o wsparcie” z załączonymi danymi.



6. WSPARCIE


Na tym ekranie można poprosić o wsparcie protetyka. Możesz wysłać wiadomość do swojego protetyka, klikając przycisk „Utwórz nowe zlecenie”.



W polu opisu należy określić żądanie lub problem, który wystąpił, najlepiej opisując, co do niego doprowadziło, co się dzieje i jaki byłby pożądaný rezultat. Możesz również nagrać wiadomość głosową, klikając „Dodaj nagranie głosowe (opcjonalnie)”.

Stuknij ikonę mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie wiadomości audio. Po zakończeniu Naciśnij „Zatrzymaj nagrywanie”.

Jeśli chcesz dołączyć zrzuty ekranu, zdjęcia lub filmy, możesz użyć opcji „Dodaj załącznik”. Plik (.jpg, .png, .gif) nie powinien być większy niż 100 Mb.



Utwórz nowe zgłoszenie

Pamiętaj, aby opisać swój problem tak dokładnie, jak to możliwe, to pomoże protetykowi szybko rozwiązać twój problem

JK Jan Kowalski

Wiadomość


Opisz swój problem

Usuń nagranie głosowe

Usuń załącznik

Wyślij wiadomość

Anuluj



Utwórz nowe zgłoszenie

Pamiętaj, aby opisać swój problem tak dokładnie, jak to możliwe, to pomoże protetykowi szybko rozwiązać twój problem

JK Jan Kowalski

Wiadomość

Opisz swój problem

Dodaj nagranie głosowe (opcjonalnie)

Dodaj załącznik


Wyślij wiadomość

Anuluj



Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji, zlecenie zostanie wysłane po naciśnięciu przycisku „Wyślij wiadomość” i zostaniesz poinformowany przez wyskakujące okienko, że wiadomość została wysłana pomyślnie

Wybierz opcję „Dodaj załącznik”, aby dodać plik z folderu zdjęć lub filmów na urządzeniu mobilnym. Po wybraniu pliku zobaczysz jego nazwę obok czerwonego X. Aby usunąć plik, naciśnij czerwony przycisk X. Po zakończeniu naciśnij „Wyślij wiadomość”.



Utwórz nowe zgłoszenie

Pamiętaj, aby opisać swój problem tak dokładnie, jak to możliwe, to pomoże protetykowi szybko rozwiązać twój problem

JK

Jan Kowalski

Wiadomość

Opisz swój problem

 Usun nagranie głosowe

 Usun załącznik


Wyślij wiadomość

Anuluj



7. USTAWIENIA



W zakładce Ustawienia można włączyć lub wyłączyć tryb zamrożenia i tryb cichy, a także sprawdzić, czy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla urządzenia.



7.1 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania układowego Zeus, na stronie pojawi się komunikat informujący o tym.


Przed rozpoczęciem aktualizacji ręka Zeus i aplikacja mobilna muszą spełniać określone warunki wstępne.



Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego postęp aktualizacji jest wyświetlany użytkownikowi. Gdy oprogramowanie sprzętowe Zeus zostanie ponownie uruchomione, pojawi się komunikat. Inne komunikaty, które pojawią się podczas tego procesu to

- Kalibracja miękkiego uchwytu
- kalibracja prędkości palców

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego ręka Zeus i użytkownik otrzymają następujący komunikat.




Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Proszę czekać... 27%



Zanim aktualizacja zostanie zakończona

Nie opuszczaj ekranu ani nie przenos aplikacji w tle podczas aktualizacji. Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji.



Ponowne uruchamianie ręki

Proszę czekać...



Zanim aktualizacja zostanie zakończona


Nie opuszczaj ekranu ani nie przenos aplikacji w tle podczas aktualizacji. Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji.



7.2 Konfiguracja urządzenia

Tryb zamrożenia (po prawej stronie - włączony, wyłączony po lewej) to tryb, który blokuje ruch protezy. Jest to przydatna funkcja do testowania sygnałów użytkownika bez wyczerpywania baterii, rozpraszania uwagi lub ryzyka uszkodzenia urządzenia.


Tryb cichy (włączony po prawej, wyłączony po lewej) to tryb, który wyłącza sygnał dźwiękowy i wibracje urządzenia. Przydaje się, gdy nie chcesz, aby przeszkadzał Ci dźwięk emitowany przez urządzenie (np. w kinie).



8. PROFIL

Na tym ekranie użytkownicy mogą zarządzać szczegółami swojego konta i ustawieniami aplikacji:


- o Szczegóły konta:
 - Edytuj informacje o profilu.
 - Zmiana hasła do konta.
 - Wyloguj się z .
- o Ustawienia aplikacji:
 - Włączenie lub wyłączenie - odcisk palca-uwierzytelnienie.
 - Włączanie lub wyłączanie powiadomień push.
- o Moje urządzenie:
 - Wysyłanie danych użytkownika do protetyka.
- o Wiedza:
 - Dostęp do często zadawanych pytań (FAQ).
 - Wyświetl szczegółowe instrukcje (IFU).



9. SESJA ZDALNA Z PROTETYKIEM



Protetyk może utworzyć żądanie sesji, które zostanie wyświetlone na ekranie. Przed rozpoczęciem sesji należy upewnić się, że proteza jest włączona i połączona z aplikacją mobilną. Dodatkowo należy sprawdzić połączenie internetowe. Sesję można zaakceptować lub odrzucić, dotykając odpowiednich przycisków. Jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie, żądanie sesji wygaśnie. Czas wygaśnięcia jest wyświetlany w szarym polu na środku ekranu. Podczas sesji protetyk będzie widział sygnały EMG w czasie rzeczywistym i będzie miał dostęp do wszystkich ustawień ręki.





- Po rozpoczęciu sesji powinieneś zezwolić na nagrywanie dźwięku i obrazu, klikając "Zezwól" w wyskakujących okienkach. W dolnej części ekranu znajdują się przyciski sterowania:
 - Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu
 - Włączanie/wyłączanie kamery
 - Czat
 - Ustawienia
 - Przycisk rozłączania






- Po zakończeniu sesji i utworzeniu nowej konfiguracji należy ją potwierdzić, naciskając przycisk „Zapisz”. Nastąpi przekierowanie do ekranu „Nowa konfiguracja ręczna”. Jeśli konfiguracja zostanie odrzucona, zostanie ona zapisana w zleceniu.



10. CELE

Pracownicy służby zdrowia i protetycy mogą wyznaczać cele dla pacjentów i monitorować ich postępy. Cele można ustawić dla 3 działań:

- Chwyty: są automatycznie zgłaszane do ADP, gdy pacjent połączy aplikację mobilną z ręką.
- Przełączniki
- Ćwiczenia (lista dostępna w ADP): muszą być zgłaszane przez pacjentów w aplikacji mobilnej.
 - Chwyty i przełączniki są automatycznie zgłaszane do ADP, gdy pacjent połączy aplikację mobilną z ręką. Ćwiczenia muszą być zgłaszane przez pacjentów w aplikacji mobilnej. Protetycy mogą zobaczyć postępy dla każdego celu w ADP i sprawdzić, czy pacjenci zgłosili jakiegokolwiek problemy z ćwiczeniami.



Jeśli protetyk wyznaczył ci cel, głównym widokiem w aplikacji będą twoje statystyki.

- Na tym ekranie możesz sprawdzić, jakie cele ustawiłeś dla chwytów i przełączników oraz jakie ćwiczenia i z jaką częstotliwością powinieneś je wykonywać.

Klikając strzałkę obok chwytów lub przełączników, można zobaczyć szczegóły.

- Kliknięcie przycisku „Akcja” spowoduje wyświetlenie okna, w którym można zaznaczyć, czy ćwiczenie zostało pomyślnie ukończone. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia protetykowi śledzenie postępów użytkownika.

Kliknięcie opcji „Codziennie”/”Co tydzień” powoduje wyświetlanie ćwiczeń z częstotliwością określoną przez protetyka. Klikając na Dzisiejszy postęp możesz sprawdzić dzisiejsze statystyki.



11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku pytań prosimy o kontakt z protetykiem. W przypadku jakichkolwiek błędów lub problemów należy wysłać wiadomość e-mail na adres: support@aetherbiomedical.com

W wiadomości e-mail należy określić pytanie lub problem, który wystąpił, najlepiej opisując, co do niego doprowadziło, co się dzieje i jaki byłby pożądaný rezultat.

Zrzuty ekranu jako załączniki mogą być dołączone w celu zwiększenia szybkości rozwiązywania problemu.

11.1 Usuwanie oprogramowania z witryny

Aplikacje można łatwo usuwać z telefonów z systemem Android i iPhone'ów. Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie pobrać usuniętą aplikację.

Usuwanie aplikacji z telefonu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację Sklep Google Play.
2. W prawym górnym rogu stuknij ikonę profilu.
3. Stuknij Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami
4. Przejdź do zakładki Zarządzaj.
5. Stuknij nazwę aplikacji, którą chcesz usunąć.
6. Stuknij opcję Odinstaluj.



Usuwanie aplikacji z iPhone'a:

- o Usuwanie aplikacji z ekranu początkowego: Dotknij i przytrzymaj aplikację na ekranie startowym, stuknij opcję Usuń aplikację, a następnie stuknij opcję Usuń z ekranu głównego, aby pozostawić ją w bibliotece aplikacji, lub opcję Usuń aplikację, aby usunąć ją z iPhone'a.
- o Usuwanie aplikacji z biblioteki aplikacji i ekranu głównego: Dotknij i przytrzymaj aplikację w bibliotece aplikacji, stuknij opcję Usuń aplikację, a następnie stuknij opcję Usuń aplikację.

11.2 Zlecenie FAQ

- o Co dzieje się w takim scenariuszu?
 - Gdy pacjent odrzuca zmiany po sesji zdalnej, konfiguracja w urządzeniu jest przywracana do ostatnio używanej, zmiany nie są utracone. Po zakończeniu zlecenia zawierającego wszystkie zmiany jest wysyłane do pacjenta, aby mógł je zainstalować w późniejszym czasie. W tym celu można użyć tylko ostatniego wysłanego zgłoszenia ze zmianami, poprzednie zostaną zamknięte, ale nadal będą widoczne w skrzynce odbiorczej.
- o Co dokładnie dzieje się, gdy akceptuję zmiany przesłane mi w zgłoszeniu?
 - Zmiany przesłane przez protetyka zostaną zainstalowane w urządzeniu i zapisane w bazie danych.
- o Zainstalowałem konfigurację przesłaną przez protetyka, ale nie podoba mi się, co mogę zrobić?



- Zawsze będziesz mieć możliwość powrotu do ostatnio używanej konfiguracji, używając opcji Przycisk „Przywróć poprzednią” znajduje się w tym samym zleceniu. Możesz również poprosić swojego protetyka, aby przywrócić konfigurację urządzenia do dowolnej poprzedniej konfiguracji, jeśli będzie taka potrzeba.
- Czy zlecenie wysłane po sesji zdalnej działa dokładnie tak samo jak zlecenie wysłane po sesji zdalnej? podczas konfiguracji asynchronicznej?
 - Tak, działają dokładnie w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest to, że po sesji zdalnej zostanie wyświetlony wybór natychmiastowej instalacji zmian, bez konieczności przechodzenia do skrzynki odbiorczej.
- Czy mogę samodzielnie wrócić do poprzedniej konfiguracji?
 - Nie, jako pacjent możesz wrócić do ostatnio używanej konfiguracji tylko za pomocą przycisku „Przywróć poprzednią” w zleceniu. Protetyk może jednak przywrócić konfigurację do dowolnego punktu w historii urządzenia.
- Aplikacja nie instaluje się lub nie aktualizuje prawidłowo, co mogę z tym zrobić?
 - Upewnij się, że telefon ma wystarczającą ilość wolnego miejsca dla aplikacji.
 - Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj ponownie pobrać aplikację i wyłącz i włącz urządzenie.
- Nie widzę identyfikatora bluetooth
 - Spróbuj wylogować się z aplikacji i zalogować ponownie.



12. BEZPIECZEŃSTWO

Aplikacja powinna być obsługiwana z bezpiecznego urządzenia. Zaleca się zamykanie aplikacji, gdy z niej nie korzystasz lub jesteś z dala od urządzenia. Pamiętaj, aby nigdy nie udostępniać swojego hasła do konta Cyfrowej platformy Aether ADP.

13. KOMPATYBILNOŚĆ

Platforma cyfrowa Aether Mobile jest kompatybilna z następującymi modelami ręki Zeus V1 A-01-L/R -T, A- 01 -L/R -TS- S.

14. RAPORTOWANIE

Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać firmie Aether Biomedical Sp. z o.o. za pośrednictwem strony complaints@aetherbiomedical.com i do właściwego organu regulacyjnego kraju zamieszkania użytkownika.



15. INNE INFORMACJE

- o Aether Biomedical deklaruje, że spełnia odpowiednie normy europejskie w zakresie projektowania, produkcji i dostarczania produktów protetycznych i oprogramowania użytkownika pod znakiem CE. Ciągła zgodność z normą jest monitorowana przez program audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
- o Wszystkie poszczególne produkty posiadają oznaczenia wskazujące na ich zgodność z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745.



SYMBOLE



Ten znak CE oznacza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i przepisami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745.

Patrz instrukcja obsługi



To oznaczenie wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.



Wskazuje to na stronę www.aetherbiomedical.com.



Aether Biomedical Sp. z o.o.
ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań
POLSKA

Telefon:
POLSKA +48 780011548
INDIE +91 9636842365
USA +1 4708238221

e-mail: info@aetherbiomedical.com

